

arthroscopy

artroskopia



monopolar arthroscopic electrodes
monopolarne elektrody artroskopowe

50

bipolar arthroscopic electrodes
bipolarne elektrody artroskopowe

52



monopolar arthroscopic electrodes

monopolarne elektrody artroskopowe

			length długość	
		580-210	115 mm	Needle electrode, angled 90°, 0.6 x 1.5 mm Elektroda igła kątowa 90°, 0,6 x 1,5 mm
		580-220	115 mm	Needle electrode, angled 90°, 0.6 x 4 mm Elektroda igła kątowa 90°, 0,6 x 4 mm
		580-240	115 mm	Knife electrode, angled 45°, 0.4 x 3 mm Elektroda nóż kątowy 45°, 0,4 x 3 mm
		580-250	115 mm	Keying electrode, angled 90°, 1.5 x 3 mm Elektroda klawiszowa kątowa 90°, 1,5 x 3 mm
		580-280	115 mm	Round electrode, hollow, 2.4 mm Elektroda okrągła, wklęsła, 2,4 mm
		580-290	115 mm	Round electrode, flat, 2.4 mm Elektroda okrągła, płaska, 2,4 mm
		580-260	115 mm	Round electrode, brush, 2.4 mm Elektroda okrągła, szczoteczka, 2,4 mm
		580-270	115 mm	Ball electrode straight, 3 mm Elektroda kulka prosta, 3 mm

bipolar arthroscopic electrodes

bipolarne elektrody artroskopowe

		Ref. No. Kod	length długość	
		587-010 587-030	115 mm 170 mm	Bipolar needle electrode, angled 90°, 0.6 x 1.5 mm Elektroda bipolarna, igła, zagięta 90°, 0,6 x 1,5 mm
		587-020 587-060	115 mm 170 mm	Bipolar needle electrode, angled 90°, 0.6 x 4 mm Elektroda bipolarna, igła zagięta 90°, 0,6 x 4 mm
		587-040	115 mm	Bipolar button electrode, angled 90°, 1.5 x 4 mm Elektroda bipolarna, klawiszowa, zagięta 90°, 1,5 x 4 mm
		587-090 587-011	115 mm 170 mm	Bipolar loop electrode „Cobra”, 3 mm Elektroda bipolarna, pętla „Cobra”, 3 mm
		587-110 587-140	115 mm 170 mm	Bipolar vaporization electrode, Phazer, convex, angled 70°, ball 2.4 mm Elektroda bipolarna do waporyzacji - Phazer, wypukła, zagięcie 70°, śr. kulki 2,4 mm
		587-160 587-170	115 mm 170 mm	Bipolar vaporization electrode, VAP, 3 mm x 4 mm Elektroda bipolarna do waporyzacji, VAP, 3 mm x 4 mm
		587-070	115 mm	Bipolar ball electrode, 2.4mm Elektroda bipolarna kulka, 2,4 mm
		587-920	170 mm	Bipolar vaporization electrode, round, VAP Elektroda bipolarna do waporyzacji, okrągła, VAP

