



arthroscopy

artroskopia



monopolar arthroscopic electrodes
monopolarne elektrody artroskopowe

48

bipolar arthroscopic electrodes
bipolarne elektrody artroskopowe

49

monopolar arthroscopic electrodes

monopolarne elektrody artroskopowe

| |  Ø 4 mm | length długość |  |
|--|---|-------------------|--|
|  |  1.5mm 0.6mm | 580-210 | 115 mm Needle electrode, angled 90°, 0.6 x 1.5 mm Elektroda igła kątowna 90°, 0,6 x 1,5 mm |
| |  4mm 0.6mm | 580-220 | 115 mm Needle electrode, angled 90°, 0.6 x 4 mm Elektroda igła kątowna 90°, 0,6 x 4 mm |
| |  3mm 0.4mm | 580-240 | 115 mm Knife electrode, angled 45°, 0.4 x 3 mm Elektroda nóż kątowny 45°, 0,4 x 3 mm |
| |  3mm 1.5mm | 580-250 | 115 mm Keying electrode, angled 90°, 1.5 x 3 mm Elektroda klawiszowa kątowna 90°, 1,5 x 3 mm |
| |  2.4mm | 580-280 | 115 mm Round electrode, hollow, 2.4 mm Elektroda okrągła, wklęsła, 2,4 mm |
| |  2.4mm | 580-290 | 115 mm Round electrode, flat, 2.4 mm Elektroda okrągła, płaska, 2,4 mm |
| |  2.4mm | 580-260 | 115 mm Round electrode, brush, 2.4 mm Elektroda okrągła, szczoteczka, 2,4 mm |
| |  Ø 3mm | 580-270 | 115 mm Ball electrode straight, 3 mm Elektroda kulka prosta, 3 mm |

bipolar arthroscopic electrodes

bipolarne elektrody artroskopowe

| | | Ref. No. Kod | length długość | |
|--|---|--|-------------------|---|
|  |  | 587-010 587-030 | 115 mm 170 mm | Bipolar needle electrode, angled 90°, 0.6 x 1.5 mm Elektroda bipolarna, igła, zagięta 90°, 0,6 x 1,5 mm |
| |  | 587-020 587-060 | 115 mm 170 mm | Bipolar needle electrode, angled 90°, 0.6 x 4 mm Elektroda bipolarna, igła zagięta 90°, 0,6 x 4 mm |
| |  | 587-040 | 115 mm | Bipolar button electrode, angled 90°, 1.5 x 4 mm Elektroda bipolarna, klawiszowa, zagięta 90°, 1,5 x 4 mm |
| |  | 587-090 587-011 | 115 mm 170 mm | Bipolar loop electrode „Cobra”, 3 mm Elektroda bipolarna, pętla „Cobra”, 3 mm |
| |  | 587-110 587-140 | 115 mm 170 mm | Bipolar vaporization electrode, Phazer, convex, angled 70°, ball 2.4 mm Elektroda bipolarna do waporyzacji - Phazer, wypukła, zagięcie 70°, śr. kulki 2,4 mm |
| |  | 587-160 587-170 | 115 mm 170 mm | Bipolar vaporization electrode, VAP, 3 mm x 4 mm Elektroda bipolarna do waporyzacji , VAP, 3 mm x 4 mm |



