



ES-Vision - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

DIATERMIA ARGON ThermoStapler® Kolorowy ekran dotykowy Różne wersje językowe Możliwość zapamiętania programów pod dowolną nazwą Zdalna zmiana programów Specjalne tryby endoskopowe Nowe tryby pracy monopolarnej Bipolarne zamykanie dużych naczyń krwionośnych - do 7mm	BEZPIECZEŃSTWO Zabezpieczenie przeciwporażeniowe: Klasa I Stopień CF Prądy upływu niskiej częstotliwości wg IEC 601-1-1 Prądy upływu wysokiej częstotliwości wg IEC 601-2-2 Częstotliwość pracy generatora 357 kHz Odporność na impuls defibrylacji wg EN 60601-1 System NEM kontrola aplikacji elektrody neutralnej AUTOTEST test aparatu i oprzyrządowania po włączeniu zasilania, wyświetlanie kodów serwisowych zabezpieczenie przed przeciążeniem OVERLOAD	
	CIĘCIE MONOPOLARNE Cięcie czyste 350W Cięcie mieszane (8-stopni) 180W / 150W Cięcie precyzyjne 80W Cięcie osuszające 150W Cięcie w środowisku wodnym 350W Cięcie w osłonie argonu 350W	KOAGULACJA MONOPOLARNA Koagulacja miękka 200W Koagulacja forsowna 200W Koagulacja natryskowa "spray" 80W Koagulacja uniwersalna 80W Koagulacja argonowa 80W Koagulacja argonowa pulsacyjna 80W
	CIĘCIE BIPOLARNE Cięcie bipolarne 100W (4 różne stopnie hemostazy) Cięcie w środowisku wodnym 350W	KOAGULACJA BIPOLARNA Koagulacja bipolarna 120W AutoStart / AutoStop automatyczne rozpoczęcie i zak. pracy
	ARGON Typ argonu argon czysty 5.0 (99.999%) Ciśnienie wejściowe 0.25-0.4MPa Wypływ gazu 0.1-9.9 l/min, regulacja z krokiem 0.1 l/min w całym zakresie Pomiar ciśnienia reduktor (0.4MPa) na butli argonowej	
	ThermoStapler® System zamykania dużych naczyń 250W AutoStop zakończenie procesu zamykania po uzyskaniu optymalnego efektu Regulacja efektu 8-stopniowa regulacja intensywności uszczelnienia	
	INNE System PowerStart wspomaganie rozpoczęcia procesu cięcia System SURGILOGIC automatyczne dopasowanie mocy do tkanki System HBS ograniczenie prądów wysokiej częstotliwości ProgramLock zabezpieczenie przed przypadkową zmianą nastaw MultiSwitch zdalna zmiana programów przy użyciu włącznika nożnego Gniazda 2 monopolarne, 1 bipolarne, 1 ThermoStapler®	
	WAGA I WYMIARY Długość 420mm Szerokość 380mm Wysokość 160mm Waga 12kg	
	ZASILANIE Napięcie zasilania 230V 50 Hz Znamionowy pobór mocy 500W	