



ES400 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

MultiSwitch zdalna zmiana programów	BEZPIECZEŃSTWO Zabezpieczenie przeciwporażeniowe: Klasa Stopień Prądy upływu niskiej częstotliwości Prądy upływu wysokiej częstotliwości Częstotliwość pracy generatora Odporność na impuls defibrylacji System NEM AUTOTEST OVERLOAD	I CF wg IEC 60601-1 wg IEC 60601-2-2 357 [kHz] wg EN 60601-1 kontrola aplikacji elektrody neutralnej test aparatu i oprzyrządowania po włączeniu zasilania, wyświetlanie kodów serwisowych zabezpieczenie przed przecięciem
Specjalne tryby endoskopowe	CIĘCIE MONOPOLARNE Cięcie czyste Cięcie mieszane I Cięcie mieszane II Cięcie mieszane III Cięcie osuszające Cięcie w środowisku płynu	350 [W] dla 300 [Ω] 180 [W] dla 300 [Ω] 150 [W] dla 300 [Ω] 150 [W] dla 300 [Ω] 150 [W] dla 50 [Ω] 350 [W] dla 300 [Ω]
Nowe tryby pracy monopolarnej	KOAGULACJA MONOPOLARNA Koagulacja miękka Koagulacja forsowna Koagulacja natryskowa "spray" Koagulacja uniwersalna	180 [W] dla 50 [Ω] 180 [W] dla 300 [Ω] 80 [W] dla 1250 [Ω] 80 [W] dla 1250 [Ω]
Aktywacja funkcji monopolarnych podwójnym włącznikiem nożnym lub przyciskiem w uchwycie	CIĘCIE BIPOLARNE Cięcie bipolarne (4 stopnie hemostazy) Cięcie bipolarne w środowisku płynu	100 [W] dla 300 [Ω] 350 [W] dla 50 [Ω]
Możliwość uruchomienia funkcji mono i bipolarnej przy użyciu jednego włącznika nożnego	KOAGULACJA BIPOLARNA Koagulacja bipolarna AutoStart / AutoStop	120 [W] dla 50 [Ω] automatyczne rozpoczęcie i zakończenie pracy
Aktywacja funkcji bipolarnej: włącznik nożny lub funkcja AutoStart	INNE System PowerStart System SURGILOGIC Program endoskopowy PP Programowanie nastaw MultiSwitch Dodatkowe gniazdo monopolarne	wspomaganie rozpoczęcia procesu cięcia automatyczne dopasowanie mocy do tkanki naprzemienne cięcie i koagulacja - 9 poziomów pamięć 9 kompletów nastaw zdalna zmiana programów przy użyciu włącznika nożnego MultiSwitch wyposażony w 2 gniazda monopolarne
Płaski panel sterowania łatwy do czyszczenia, wyposażony w przyciski do regulacji	WAGA I WYMIARY Długość Szerokość Wysokość Waga	410 [mm] 415 [mm] 180 [mm] 8,1 [kg]
Cięcie bipolarne w środowisku płynu	ZASILANIE Napięcie zasilania Znamionowy pobór mocy	230 [V] +/- 10% 50 [Hz] lub 110 [V] +/- 10% 60 [Hz] 500 [W]
Dodatkowe gniazdo monopolarne		