



ES300 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Możliwość pracy mono i bipolarnej Aktywacja cięcia i koagulacji monopolarnej z włącznika nożnego lub uchwytem elektrody Aktywacja koagulacji bipolarnej włącznikiem nożnym lub automatyczna Wizualna i akustyczna sygnalizacja nieprawidłowego działania Wizualna i akustyczna sygnalizacja pracy Natężenie sygnałów alarmowych 65dBA Możliwość współpracy z laparoskopem	BEZPIECZEŃSTWO	
	Zabezpieczenie przeciwporażeniowe:	I
	Klasa ochronności	CF
	Stopień	wg EN 60601-1 wraz z załącznikami
	Prądy upływu niskiej częstotliwości	wg EN 60601-2-2 wraz z załącznikami
	Prądy upływu wysokiej częstotliwości	357 [kHz]
	Częstotliwość pracy generatora	wg EN 60601-1, EN 60601-2-2
	Odporność na impuls defibrylacji	ciągła kontrola elektrody neutralnej
	System NEM	automatyczny test aparatu oraz oprzyrządowania po włączeniu zasilania
	AUTOTEST	
	OVERLOAD	zabezpieczenie przed przeciążeniem
	CIĘCIE MONOPOLARNE	
	Cięcie czyste	250 [W] dla 300 [Ω]
	Cięcie mieszane	250 [W] dla 300 [Ω]
	KOAGULACJA MONOPOLARNA	
	Koagulacja miękka	150 [W] dla 50 [Ω]
	Koagulacja forsowna	150 [W] dla 300 [Ω]
	KOAGULACJA BIPOLARNA	
	Koagulacja bipolarna	100 [W] dla 50 [Ω]
	AutoStart / AutoStop	automatyczne rozpoczęcie i zakończenie pracy
	WAGA I WYMIARY	
	Długość	380 [mm]
	Szerokość	340 [mm]
	Wysokość	165 [mm]
	Waga	6,5 [kg]
	ZASILANIE	
	Napięcie zasilania	220-240 [V] +/- 10% 50/60 [Hz] lub 110-120 [V] +/- 10% 50/60 [Hz]
	Znamionowy pobór mocy	450 [VA]

NR REF. 2022.05.K44.ES300.PL