

SPECTRUM

zastosowań w ginekologii



SPECTRUM

result oriented performance

SPECTRUM to najnowszej generacji system elektrochirurgiczny, który automatycznie dostosowuje się do potrzeb użytkownika.

Podłącz narzędzie i rozpocznij pracę.

SmartDevice System zidentyfikuje podłączone narzędzie. Automatycznie wybierze tryby, w których może ono być używane oraz przywoła sugerowane parametry pracy. Spektrum możliwości i jeden cel, którym jest pełne wsparcie chirurga na sali operacyjnej.




Histerektomia brzuszna

ThermoStapler® w zabiegach histerektomii




ThermoStapler® jest szczególnie polecany w zabiegach histerektomii: waginalnej, laparoskopowej oraz brzusznej. Umożliwia efektywne zamykanie żył i tętnic macicznych oraz więzadeł podtrzymujących macicy. Dzięki wykorzystaniu techniki ThermoStapler® nie ma potrzeby czasochłonnego podwiązywania naczyń, co efektywnie skraca czas trwania zabiegu.



Histerektomia waginalna



ThermoStapler® z powodzeniem może być wykorzystywany w innych procedurach ginekologicznych takich jak: LAVH czy resekcje jajnika lub jajowodu.




Histerektomia laparoskopowa



Koagulacja argonowa w leczeniu endometriozy

Koagulacja argonowa STANDARD ARGON umożliwia bardzo szybką koagulację dużych powierzchni. Zapewnia skuteczną dewitalizację zmian endometrialnych. Jedną z głównych zalet koagulacji argonowej jest stała, minimalna głębokość efektu termicznego, co zmniejsza ryzyko perforacji. Użycie koagulacji argonowej ogranicza głębokość uszkodzeń termicznych tkanek, dzięki czemu skraca się również czas rekonwalescencji po zabiegu.



Koagulacja argonowa endometriozy

SpectrumLine akcesoria



100-013 Aparat elektrochirurgiczny SPECTRUM




Elektroda neutralna jednorazowa EMED SAFE

812-80H hydrożel, dzielona, dla dorosłych i dzieci, 176x122mm, 110cm²



Kabel elektrody neutralnej jednorazowej

380-030 dł. 3m, wtyk płaski



Uchwyt elektrody argonowej

932-14S szeroki, 2 przyciski, kabel 3,5m, wtyk SDS/LuerLock



Elektroda argonowa sztywna do koagulacji

932-032 Elektroda argonowa sztywna do koagulacji, dł. robocza 100mm, śr. 5mm

932-034 Elektroda argonowa sztywna do koagulacji, dł. robocza 320mm, śr. 5mm



Włącznik nożny 2-przyciskowy MultiSwitch

100-313 bezprzewodowy

Bipolarne narzędzia laparoskopowe



824-13S

Uchwyt z kablem 3m, wtyk SDS, wielorazowy, do bipolarnego instrumentu laparoskopowego



824-134 Rurka zewnętrzna, śr. 5mm, dł. 340mm, wielorazowa do bipolarnego instrumentu laparoskopowego



824-031 Wkład dissektor Maryland, szeroki, dł. 340mm, wielorazowy do bipolarnego instrumentu laparoskopowego



824-015 Wkład grasper bipolarny, okienkowy, zakrzywiony, dł. 340mm, wielorazowy do bipolarnego instrumentu laparoskopowego



Wózek SpectrumLine

080-100 z szafką na butle argonowe do aparatów elektrochirurgicznych (2 x 5L/10L)

Kleszcyki do bipolarnego zamykania naczyń



801-23S ThermoStapler®

zagięte, gładkie, dł. 23 cm, z kablem 3m, wtyk SDS



801-73S ThermoStapler®

proste, gładkie, dł. 23 cm, z kablem 3m, wtyk SDS



Pełen wybór akcesoriów znajdą Państwo w naszym katalogu.
Więcej informacji u przedstawicieli regionalnych i na stronie www.emed.pl

Uwaga! Niniejszy katalog nie zastępuje instrukcji używania! Postępuj zgodnie z instrukcjami użytkownika!

EMED SP. Z O. O. SP. K. | Ryżowa 69a | 05-816 Opacz-Kolonia | Polska |
tel: + 48 22 723 08 00 | email: emed@emed.pl | www.emed.pl

Copyright © EMED.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie kopiowanie, rozpowszechnianie, publikowanie w całości lub w części bez pisemnej zgody EMED jest zabronione.

emed
confidence in performance

NR REF. 2021.11.K22.PL