



ES350 z modułem argonowym i ThermoStaplerem® - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

MultiSwitch zdalna zmiana programów	BEZPIECZEŃSTWO Zabezpieczenie przeciwporażeniowe: Klasa I Stopień CF Prądy upływu niskiej częstotliwości wg IEC 60601-1 Prądy upływu wysokiej częstotliwości wg IEC 60601-2-2 Częstotliwość pracy generatora 333 [kHz] Odporność na impuls defibrylacji wg EN 60601-1 System NEM kontrola aplikacji elektrody neutralnej AUTOTEST test aparatu i oprzyrządowania po włączeniu zasilania, wyświetlanie kodów serwisowych zabezpieczenie przed przeciążeniem
Specjalistyczny tryb endoskopowy	
Automatyczne dopasowanie mocy	
Koagulacja argonowa pulsacyjna	
ThermoStapler® zamykanie dużych naczyń krwionośnych - do 7mm	CIĘCIE MONOPOLARNE Cięcie czyste 400 [W] dla 200 [Ω] Cięcie mieszane I 180 [W] dla 200 [Ω] Cięcie mieszane II 150 [W] dla 200 [Ω] Cięcie mieszane III 150 [W] dla 200 [Ω] Cięcie urologiczne 9 poziomów Cięcie w osłonie argonu 350 [W] dla 200 [Ω] Cięcie endoskopowe 9 poziomów
Aktywacja funkcji monopolarnych podwójnym włącznikiem nożnym lub przyciskiem w uchwycie	KOAGULACJA MONOPOLARNA Koagulacja miękka 180 [W] dla 50 [Ω] Koagulacja forsowna 180 [W] dla 300 [Ω] Koagulacja natryskowa "spray" 80 [W] dla 1250 [Ω] Koagulacja hybrydowa 180 [W] dla 200 [Ω] Koagulacja argonowa 80 [W] dla 1250 [Ω] Koagulacja argonowa pulsacyjna 80 [W] dla 1250 [Ω]
Możliwość uruchomienia funkcji mono i bipolarnej przy użyciu jednego włącznika nożnego	CIĘCIE BIPOLARNE Cięcie bipolarne 150 [W] dla 200 [Ω] (4 stopnie hemostazy) Cięcie urologiczne 9 poziomów
Aktywacja funkcji bipolarnej: włącznik nożny lub funkcja AutoStart	KOAGULACJA BIPOLARNA Koagulacja bipolarna 120 [W] dla 50 [Ω] AutoStart / AutoStop automatyczne rozpo- znanie i zak. pracy
Płaski panel sterowania łatwy do czyszczenia, wyposażony w przyciski do regulacji	ARGON Typ argonu argon czysty 4.8 (99.998 [%]) lub wyższy Ciśnienie wejściowe 0.3-0.5 [MPa] Wypływ gazu 0.1-9.9 [l/min], regulacja z krokiem 0.1 [l/min] w całym zakresie Pomiar ciśnienia reduktor na butli argonowej
Resekcja bipolarna	ThermoStapler® System zamykania dużych naczyń 300 [W] dla 50 [Ω] AutoStop zakończenie procesu zamykania po uzyskaniu optymalnego efektu
	INNE Spectrum Result System automatyczna regulacja mocy Monitorowanie parametrów pracy system pomiarowy w czasie rzeczywistym Regulacja głośności 5 poziomów Programowanie nastaw pamięć 9 kompletów nastaw MultiSwitch zdalna zmiana programów przy użyciu włącznika nożnego Gniazda 2 monopolarne, 1 bipolarne, 1 ThermoStapler®, argon
	WAGA I WYMIARY Długość 410 [mm] Szerokość 415 [mm] Wysokość 180 [mm] Waga 10 [kg]
	ZASILANIE Napięcie zasilania 220-240 [V] +/- 10% 50/60 [Hz] lub 110-120 [V] +/- 10% 50/60 [Hz] Znamionowy pobór mocy 1080 [VA]